
Bitácora

Modelo: Ultrasonido 4-1

Modelo:

Marca: MYCHWAY

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

Numerales :

-**5.1.13** Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

-**5.1.13.1** El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras como la siguiente.

Este equipo es exclusivamente para uso estético

CONTENIDO:

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario
- Garantía de Compra
- Registro de Mantenimiento
- Bitácora de Tratamientos

Es de interés General saber los requisitos que COFEPRIS puede solicitar durante una inspección, los cuales describimos a continuación:

Documentación oficial. Debe contar con un Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario con título profesional y contar con la documentación completa de los profesionales de la salud que laboran en el establecimiento. Deben estar a la vista el título profesional y la cédula de medicina general y/o especialista de los médicos que laboran en el consultorio.

Rotulación. Debe poner a la vista del público el título profesional del médico que brinda la atención médica y un rótulo que indique el horario de su asistencia.

Espacio físico externo. El consultorio debe contar con sala de espera y recepción, con un mínimo de seis lugares por consultorio; además de tener accesos para pacientes con discapacidades diferentes y adultos mayores.

Espacio físico interno. El inmueble debe contener áreas de interrogatorio y de exploración física delimitada con un elemento físico que debe incluir un lavabo funcional, jabón y toallas desechables.

Además de contar con servicios sanitarios para los usuarios.

Expediente clínico. En relación a este punto, debes tener los expedientes clínicos de los pacientes, con un periodo de antigüedad mínimo de 5 años, además de contar con un área que permita guardarlos, tal y como lo establece la NOM-004-SSA3-2012.

En caso de utilizar Expediente clínico electrónico, es necesario que este cumpla con lo establecido en la NOM 024 SSA3 2010 respecto a seguridad y niveles de acceso.

Documentación interna. La clínica o consultorio debe tener hoja de diario para el registro de pacientes y contar con un recetario médico impreso que cumpla con los lineamientos vigentes como lo es: el Nombre del Médico, Institución que expide el título, Número de Cédula Profesional, Domicilio del Establecimiento y fecha de expedición.

Es necesario contar con Manual de Organización y procedimientos del consultorio en donde se detallen las políticas de atención a pacientes.

Seguridad e Higiene. El área comprendida para el consultorio debe contar con un bote para bolsas de basura municipal, bote con bolsa roja para residuos biológicos-infecciosos (que se deben llenar en menos del 80% de su capacidad), así como tener contenedor rígido para punzocortantes. Sin olvidar la conservación, el uso, buen estado y mantenimiento del consultorio, así como de equipos y utensilios.

Es necesario contar con un contrato de recolección de basura considerada RPBI para el correcto destino de la basura contaminada y que esta no sea mezclada con la basura municipal.

Prevención. El área destinada para atención médica, debe contar con un botiquín de urgencias, también incluir un extintor y ruta de evacuación con señales alfabéticas y analógicas.

En caso de que el establecimiento se encuentre fuera de la CDMX se puede buscar en la Ley de salud de la entidad federativa correspondiente, aquí se da el ejemplo:

Artículo 107.- ... DE LA LEY de salud de la ciudad de México

En el caso de las peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas, centros de arreglo estético de uñas de manos y pies, de tratamientos capilares, faciales y corporales de belleza al público y similares que no requieran de intervención médica en cualquier de sus prácticas, sólo darán aviso de funcionamiento a la Agencia (COFEPRIS) y quedará sujeta a las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Ultrasonido 4-1

Manual de uso



Característica:

Ultrasonido

1. Este instrumento utiliza una sonda dual con un tamaño de 1 megabits y 3 megabytes. El tamaño de la sonda ultrasónica funciona con 1 millón de veces por segundo y 300 oscilaciones de alta frecuencia por segundo para producir un ultrasonido penetrante actúan sobre el cuerpo humano para absorber el cuerpo, la energía sonora se convierte en calor, masaje las células de la piel bajo la acción de calor, promover la circulación de la sangre de la piel, acelerar el metabolismo, y mejorar la absorción de nutrientes del cuerpo capacidad de defensa, la activación de las células, la inhibición de la reproducción bacteriana.
2. 1 sonda de Mega grande puede ser utilizado para hacer el cuerpo / 3 megabytes de pequeña sonda se pueden utilizar para la cara.
3. ultrasonido puede eliminar las arrugas, manchas oscuras, efecto de acné de la piel de embellecimiento.
4. ultrasonido puede alcanzar el efecto de la delgada.
5. De acuerdo con los experimentos clínicos médicos, el ultrasonido puede hacer que el efecto de absorción de doble piel.

Función:

de color claro

1. luz roja puede calentar y promover la circulación de la sangre, promover la hiperplasia de colágeno, a las líneas finas diluidas, la melanina diluido, para que la piel es más flexible, más lisa y húmeda. A la India la viruela y la desalinización cicatriz y suavizar papel.
2. cuidado luz azul tiene, anti-inflamatorio, papel acné sedante; se puede regular la secreción de sebo de la piel, se puede eliminar el acné, mejorar el acné, a fin de lograr la eficacia de la belleza. Además, Blu ray también tiene tener el efecto de convergencia, compacto y relajar la piel.

Ion

1. iones positivos se poro exportación suciedad profunda, limpieza profunda de la piel, suavizar blanqueamiento de la piel.
2. los iones negativos se Cuidado de la Piel en la piel los nutrientes profundas, evitar la piel para evitar la absorción de nutrientes, para que la piel absorben eficazmente nutrientes

Efecto:

1. pulso cinética tecnología de luz de energía es después de años de ensayos clínicos y el estudio en profundidad de los expertos médicos, el amplificador de potencia cuerpo humano ha sido confirmada.
2. se puede aplicar a la membrana celular, a regular los ácidos grasos de la célula, promover la creación de dentro de la célula, estimular las células para almacenar la energía exija que el nuevo reemplaza el viejo., De células.
3. Aumento de la permeabilidad de la membrana celular al oxígeno y al agua, por lo que las células pueden absorber más oxígeno.
4. Para estimular el mecanismo de defensa natural del cuerpo, el aumento de las proteínas del plasma y otros componentes de la sangre, a fin de reforzar la inmunidad del cuerpo humano.
5. Ayuda replicación fibra de colágeno.
6. regular el sistema nervioso humano.
7. acelerar la síntesis de proteína corporal y el ADN, a fin de lograr el propósito de arrugas de la piel

Usando pasos:

1. Utilice un limpiador ultrasónico para la piel cara limpia antes de utilizar el instrumento ultrasónico
2. Para borrar el limpiador facial con instrumento de pulverización de 10 minutos

después de cocer al vapor

3. El punto negro facial, acné y tan limpio
- 4 palmaditas en el área facial con agua contracción adecuada
5. borrar suavemente el agua de la contracción
6. o un análisis claro de la naturaleza de la piel, para tratar el problema, y luego elegir el más adecuado
7. elegirán una buena pomada uniformemente frotar uniformemente en la cara
8. Masaje con una sonda en la piel que se ha frotado
9. Después de la limpieza ultrasónica, sonda: (no se lava con agua, limpie con un paño húmedo puede ser)
10. Si puede elegir la película adecuada medicina china polvo de la película, la piel refrescante y agradable.

Uso de método:

1. positiva función de exportación de iones:
 - A., lave la piel con un limpiador facial;
 - B. el instrumento desde el exterior a la cara durante 2-3 minutos;
 - C. enjuague con agua limpia;
2. negativo función introducción de iones:
 - A. Después de limpiar la piel, aplicar los productos de cuidado de la piel;
 - B. el instrumento de la parte inferior hacia arriba, del interior al exterior de un círculo en el cuidado de la piel

Materias que necesitan la atención:

1. antes de hacer la ecografía, lavarse la cara (o parte afectada)
2. El uso de la droga es mejor tener una cierta viscosidad, tan fácil de cabeza de trabajo de ultrasonidos y la piel una mejor integración, es propicio para la absorción de la piel, y con el fin de evitar que se quemé a cabo cabeza de ultrasonidos, debe ser recubierto con suficiente La cantidad de la medicina está en la piel
3. El uso de tiempo de ultrasonidos es de 15 minutos, el tiempo ya no va a aumentar el efecto, pero también causa fatiga celular;
4. El uso de cabezal ultrasónico pequeño, reduciendo el uso de 8-10 minutos es apropiado
5. El cabezal ultrasónico no debe cerca del ojo y el contacto de los ojos: (bolsas bajo los ojos pueden ser operados, no puede funcionar por encima de las perlas de los ojos)
6. Recuerde, no permita que el tiempo de trabajo de ultrasonidos (más de 15 minutos) de salida de energía ultrasónica, ya veces no llevar a cabo las operaciones de estética, esto dará lugar a un sobrecalentamiento cabeza ultrasónica y quemado
7. mujeres embarazadas, pacientes con enfermedad cardíaca grave, enfermedades agudas, hipertensión extrema, infarto cerebral, dermatitis de contacto, dermatitis atópica, hemangioma, zoster, acné folicular, sistémicos eritema personas con lupus, esclerosis sistémica, enfermedad de Addison, la enfermedad hemorrágica, o trauma y susceptibles a la contaminación no se puede utilizar.
8. mujeres con DIU (el útero no se puede utilizar) período, no utilice en el abdomen.

Los productos incluyen:

- 1 x Device
- 1 x Manual de Inglés
- 1 x adaptador de corriente (/ enchufe de Reino Unido US / EU)

Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283,

1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

