

# Bitácora

---

Modelo: SCULPING SMALL

Marca: SILUET PERFECT

En base a lo establecido en la **NOM-016-SSA3-2012**

Numerales:

**-5.1.13** Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control. El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

**-5.1.13.1** El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria o de belleza, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras.

**Este equipo es exclusivamente para uso estético**

## CONTENIDO:

- Manual de Fábrica
- Traducción al Español del Manual de Fabrica
- Ficha técnica del Equipo
- Protocolos para Utilizar el Equipo
- Clasificación de Riesgo Sanitario



## **Advertencia**

Querido usuario:


Gracias por usar los productos de nuestra empresa, para hacer un uso completo de los productos, sugerimos sinceramente lo siguiente:

- ◆ ◆ Lea las instrucciones en detalle y guárdelas para futuras lecturas y consultas.
- ◆ ◆ Siga las instrucciones para instalar y operar la máquina correctamente.
- ◆ ◆ No retire ni cambie ningún accesorio de la máquina.
- ◆ ◆ Prohíbe que otros abran y retiren el mainframe, excepto las personas autorizadas en la empresa.
- ◆ ◆ Prohíbe que otros cambien y mantengan la máquina, excepto los profesionales.
- ◆ ◆ Póngase en contacto con nosotros si hay algún problema durante la operación.

**¡Este producto se usa solo para hacer ejercicio!**



1, pantalla táctil a color 2, tecla de instrucciones de trabajo 3, botón de inicio/parada 4, manija A 5, mango B 6, un tapón de mango 7, tapón de mango B8, interruptor 9, interruptor de encendido



## Accesorios



**Manejas**



fusibles y tornillos



Vendaje




Cable de energía

Cualquier parte de la máquina hecha de material PMMA (por ejemplo: marco de accesorios, panel, manijas transparentes, etc.), no use alcohol o solventes corrosivos para limpiar.

## Operación básica

1. Enchufe el cable de alimentación en [9] y encienda el interruptor de alimentación [8].

La interfaz inicial entra





## Operación automática



la interfaz como se muestra en (P1)

1. En la interfaz como se muestra en (P1). Haga clic en "Modo 1" Ingrese a la interfaz como se muestra en (P2). Según los huéspedes Diferentes formas de uso, género, edad y partes de uso

Elegir. Haga clic en " " para ingresar (P3) La interfaz de operación.

2. Establecer horas de trabajo. El tiempo de trabajo predeterminado del sistema es de 15 minutos. Haga clic en el "+" o  de la hora para ajustar la hora.

3. Configure la intensidad. La intensidad de salida predeterminada del sistema es 0%. Haga clic en  para deslizar hacia arriba y hacia abajo para ajustar la intensidad de salida.

4. Ha , el sistema comienza a funcionar. Haga clic en  y el sistema suspende el trabajo.


5. El operador coloca una correa en la parte operativa y fija el mango

en la parte operativa. La salida de intensidad debe ajustarse adecuadamente de menor a mayor dentro del rango que la piel del usuario puede soportar. El operador debe comunicarse con el usuario a tiempo, y el usuario debe cooperar con los comentarios al operador.





6. Cuando finalice el tiempo de trabajo establecido, el instrumento se detendrá automáticamente.

7. Apague el interruptor de alimentación principal y desenchufe el cable de alimentación. Está terminantemente prohibido limpiar las otras partes del mango con disolventes orgánicos como el alcohol para evitar dañar el mango.

8. Haga clic en " " para volver a la interfaz (P 1).



(P3)

1. En la interfaz como se muestra en (P 1). Haga clic en "Modo 2" para ingresar a la interfaz como se muestra en P4).
2. Establecer horas de trabajo. El tiempo de trabajo predeterminado del sistema es de 15 minutos. Haga clic en el "+" o  de la hora para ajustar la hora.
3. Configure la intensidad. La intensidad de salida predeterminada del sistema es 0%. Haga clic en  " " para deslizar hacia arriba y hacia abajo para ajustar la intensidad de salida.
4. Configure la frecuencia F1-F3. Haga clic en " " para deslizar hacia arriba y hacia abajo para ajustar la frecuencia de salida. El rango de frecuencia es: El rango  
F1 es: 1 Hz (débil) a 100 Hz  
 (fuerte);   
El rango de F2 es: 1 Hz (débil) a 100 Hz  
(fuerte); El rango F3 es: 1 Hz  
(débil) a 100 Hz (fuerte).
5. H " , el sistema comienza a funcionar. Haga clic en " " y el sistema  
aga suspende el trabajo.  
clic en  
"
6. El operador coloca una correa en la parte operativa y fija el mango en la parte operativa. La salida de intensidad debe estar dentro del rango que la piel del usuario puede soportar.  
Realice los ajustes apropiados de menor a mayor. El operador debe comunicarse con el usuario a tiempo, y el usuario debe cooperar con los comentarios al operador.
7. Cuando finalice el tiempo de trabajo establecido, la máquina se detendrá automáticamente.

8. Apague el interruptor de alimentación principal y desenchufe el cable de alimentación. Está terminantemente prohibido limpiar las otras partes del mango con disolventes orgánicos como el alcohol para evitar dañar el mango.

10. Haga clic en " " para volver a la interfaz (P 3).

Manejar trabajando botón de parada

Manejar trabajando botón iniciar pausa

Manejar la intensidad ajustamiento 1% a 100%

Manejar la intensidad ajustamiento 1% a 100%

Tiempo de trabajo ajustamiento 1 a 30 minutos

(P4)

frecuencia 10 veces    frecuencia 10 veces    frecuencia 10 veces

(Un total de 30 veces para estas 3 frecuencias como ciclo)

## Registro de trabajo


1. En la interfaz como se muestra en (P1). Haga clic en "Grabar" para ingresar a la interfaz como se muestra en (P5). Registrar cada tiempo de trabajo



P5

## Fondo ajustes

1. En la interfaz como se muestra en P1). Haga clic en "" para ingresar a la interfaz como se muestra en (P6).
2. Hay correspondientes: idioma, sonido, brillo, hora y fecha, unidad, configuración de la sonda.



P6

#### Precauciones durante operación



1. No opere la máquina en el suelo electrífero.
2. Otras personas NO toquen el plano del electrodo cuando la máquina esté en funcionamiento.
3. Otras personas NO tocan al operador ni al cliente durante el tiempo de tratamiento.
4. El operador y el cliente NO deben estar con la decoración de metal durante el tiempo de tratamiento.

#### Grupos prohibidos



1. - mareo o presión arterial alta, o marcapasos cardíaco configurado.
2. -inflamación, asma, trombosis venosa profunda, tirocele, cáncer.
3. -enfermedad hágica, trauma o que esta sangrando.
4. -Mujeres embarazadas y niños.
5. -Piezas de plástico médicas o piezas con relleno artificial en el interior.
6. -Personas con metal dentro del cuerpo (incluyen dientes metálicos).

7.-Paciente con inflamación de la piel o con edema.

8-. Personas con un sistema inmunológico anormal.

9.-Entumecido o insensible al calor.

### Parámetro técnico

Voltaje de entrada: AC220V  $\pm$  10%、50 Hz

CA110V  $\pm$  10%、60 Hz

Fusible: Max10A(110-220V

) Potencia de salida:  $\cong$

Estándar de ejecución

de 2800 W: GB4706.1-2005

### Listade

1.		1	<input type="checkbox"/>
2.	le	1	<input type="checkbox"/>
3.	Alabama	1	<input type="checkbox"/>
4.	Asas	2	<input type="checkbox"/>
5.	Vendaje	3	<input type="checkbox"/>

## Contraindications

1. Los siguientes síntomas estaban prohibidos de usar: (1) Pacientes que utilizan regulador de frecuencia cardíaca, marcapasos cardíaco, ECS; (2) El uso de hueso artificial; Pacientes con silicosis; (3) Pacientes borrachos o con fiebre alta; (4) Pacientes con enfermedad mental de mayor sensibilidad y pacientes con epilepsia.; (5) Pacientes sin conciencia de expresión independiente y que no pueden cuidar de sí mismos; (6) Hipertensión grave y pacientes graves con enfermedad cardiovascular y cerebrovascular; (7) Pacientes con materiales metálicos en el cuerpo (incluyendo dientes metálicos), mujeres embarazadas, caquexia, tumor maligno; (8) Pacientes con función anormal del sistema inmunitario e insuficiencia renal.; (9) Pacientes con infección grave;



Danger

2. Las siguientes personas deben usar bajo la guía de profesionales:

(1) mujeres menstruales;

(2) niños;

(3) Pacientes con enfermedad hemorrágica o trauma cutáneo o personas infectadas;

(4) La sensación de entumecimiento, sin reacción al frío y al calor;

(5) funciones anormales del sistema inmunitario; un área del cuerpo que se ha sometido a cirugía plástica y tiene artificial



Advertencia

rellenos

# Warning

1. Verifique si el host, los accesorios y el cable de alimentación están dañados antes de usarlos.
2. Después de encender la alimentación, si el instrumento no se inicia, apague la alimentación inmediatamente y verifique si el cable de alimentación está bien conectado. Si la conexión es buena, desenchufe el cable de alimentación y verifique si la seguridad de la alimentación La interfaz está fusionada. Si necesita reemplazar el seguro de atención, la corriente debe ser la misma que la del seguro original, no viva la operación.
3. Cuando el instrumento esté funcionando, no abra el equipo de alta potencia que no sea electrodomésticos de baja potencia, como televisores y refrigeradores.
4. Retire los auriculares, relojes electrónicos, teléfonos móviles y

Atención



5. Durante el proceso de enfermería beber agua en forma adecuada a las necesidades físicas.

6. El tiempo de trabajo continuo del instrumento no debe ser demasiado largo. Después de cada curso de tratamiento, el dispositivo debe detenerse y descansar durante 20 minutos.

7. En caso de cualquiera de las siguientes condiciones anormales durante el uso, la alimentación debe apagarse inmediatamente y dejar de usarse:

- 1) Entra agua o materia extraña en el cuerpo;
- 2) Cuerpo, interruptor, cable de alimentación, enchufe y otros elementos de calefacción, fugas;
- 3) Sonido anormal del instrumento;
- 4) Olor, humo, etc.;
- 5) Los accesorios están dañados;
- 6) Cuando ocurran desastres naturales como tormentas eléctricas y terremotos;

8. Corte la alimentación después de su uso y desconecte el enchufe cuando no esté en uso durante mucho tiempo.

9. Está estrictamente prohibido afectar directamente la cabeza de trabajo en los ojos, para no dañar los ojos.



10. El cabezal de trabajo deberá limpiarse y desinfectarse después de su uso, secarse y conservarse para evitar infecciones cruzadas.

11. El propósito de las marcas de advertencia que se muestran en las instrucciones es permitirle comprender mejor el rendimiento del producto y usarlo de manera segura para evitar daños a usted y a otros.

SIMBOLO DE PRECAUCION	SENTIDO
PELIGRO	Si se utiliza incorrectamente , presentara riesgo de muerte o lesiones graves
ADVERTENCIA	Si se utiliza incorrectamente, causara la posibilidad de daños al cuerpo o lesiones serias
ATENCIÓN	Si se utiliza incorrectamente, causara lesiones personales o daños a los bienes
PELIGRO	Existe el riesgo de alta presión en terminales de alto voltaje
ADVERTENCIA	Si se usa incorrectamente, causara lesiones personales

## Clasificación de Riesgos Sanitarios

Se hace de su conocimiento que en base a los lineamientos y criterios para la Clasificación de Dispositivos médicos con base a su nivel de Riesgo Sanitario, especificando que en las categorías de dispositivos médicos, SP trabaja sus productos con

Categoría I.- Equipo Médico y VI.- Productos Higiénicos. Entrando en Clasificación Clase I.- Insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están comprobadas y generalmente no se introducen al organismo. De igual manera en el DOF con fecha del 22/12/2014 aparecen descritos en sus rubros 498, 906, 908, 909, 1084, 1085, 1096, 1226, 1269, 1282, 1283,

1319, 1321, 1328, 1329, 1330; Como insumos para la salud considerados de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y No requieren Registro Sanitario.

---