




Criolipolisis Frio/Caliente, Rejuvenecimiento

3 en 1

Máquina de estiramiento de piel, fría y caliente, tratamiento en frío piel reafirmante, tratamiento en caliente, acelera la absorción activar la piel, mejorar la tez, piel de almeja, reducir los poros



Tecnología: Electroporacion cool/heat
Aplicación: Rejuvenecimiento de la piel (estiramiento de la piel + encogimiento de poros)



Parametros del Producto	
Modelo.	LB184
Descripción	Portable 3 in 1 skin lifting machine
Voltaje	AC110/220V,60/50 Hz
Energia	50 W
Manerales	2 PCS
Temperatura	-10-40 ° C
Peso bruto	2.7 KG
Tamaño del paquete	40*27*17 CM




Criolipolisis Frio/Caliente, Rejuvenecimiento

Estructura



≈



Criolipolisis Frio/Caliente, Rejuvenecimiento

Función

El tamaño del área de contacto de la mano, ajusta la fuerza del BIO



COLD AND HOT HEAD



Reduce los poros, calma la presión de la piel, aumentando la absorción de la piel y manteniendo la humedad y suavidad de la

piel



Reducing pores, soothing skin pressure, increasing skin absorption and maintaining skin moisture and softness.

≈

